



Lampe de  
photothérapie  
briteLITE 6 Philips



## Faites le plein d'énergie naturellement

grâce à l'intensité lumineuse de 10 000 lux à spectre complet

Des études démontrent que notre humeur et notre énergie sont régies par la lumière. La lampe de photothérapie briteLITE 6 produit un éclairage de 10 000 lux à spectre complet qui rétablit de façon naturelle les signaux lumineux essentiels pour se sentir heureux et plein d'énergie.

**Améliorez votre humeur et faites le plein d'énergie** • A démontré son efficacité dans le traitement de la dépression saisonnière • Les avantages naturels du soleil

**Lumière à spectre complet** • Intensité lumineuse de 10 000 lux • La lumière dont notre corps a besoin

**Facile à utiliser** • Quatre réglages de minuterie, de 15 à 60 minutes • S'arrête automatiquement lorsque la durée de la séance est terminée

**Lumière agréable** • Ne produit aucun rayonnement UV ou rayonnement UV proche

## Spécifications

### Fiche technique

- Tension : 120 V
- Fréquence : 60 Hz
- Type de lampes : Fluorescent

### Sécurité

- Sans UV : Aucun rayonnement UV ou rayonnement UV proche

### Données logistiques

- Code CTV : 884331060
- Item N° HF3310

## Caractéristiques

### Intensité lumineuse de 10 000 lux

La lampe briteLITE produit une intensité de 10 000 lux avec un spectre de lumière bleue intensifié.

### Éprouvé en clinique

Notre corps utilise la lumière du jour pour régir une variété de fonctions ayant une incidence sur l'humeur et le niveau d'énergie. En cas de manque de lumière du soleil, nous avons souvent l'impression de manquer d'entrain et d'énergie. Durant les mois d'hiver, ces symptômes sont plus fréquents et entraînent ce que nous appelons la « dépression saisonnière ». La photothérapie est un moyen simple et naturel de vous aider à améliorer votre humeur et votre niveau d'énergie pour vaincre la dépression saisonnière sans médicaments ni stimulants artificiels. De plus, la plupart des personnes ressentent les bienfaits de la lumière en quelques jours seulement.

### Solution naturelle

Notre mode de vie moderne amplifie souvent le problème, car nous passons la plus grande partie de notre temps sous un éclairage artificiel qui ne reproduit pas la lumière du soleil. En utilisant la lampe de photothérapie briteLITE, vous pouvez améliorer votre humeur et augmenter votre énergie en comblant le manque de lumière.

### Réglages faciles

Quatre réglages pratiques sont à votre disposition ; vous pouvez sélectionner celui qui vous convient le mieux. De plus, la lampe briteLITE se rappelle la durée de votre dernière séance et s'arrête automatiquement lorsque la durée est terminée, ce qui en facilite l'utilisation.

Distribué par



1-877-433-3956

**PHILIPS**  
sense and simplicity