



Guide d'entretien de mon appareil à pression positive et de son circuit

L'entretien de votre **appareil à pression positive (filtre et réservoir d'eau)** et de son **circuit (insertion nasale, masque buccal ou buccofacial, facial, harnais, coussinets nasaux et tube)** est important pour sa durabilité et afin d'éviter les infections respiratoires. Les bienfaits de votre traitement en seront donc maximisés.

Truc pour faciliter l'entretien de votre circuit nasal : chaque soir, nettoyez votre visage à l'eau, avec un savon doux ou un autre produit cosmétique éliminant les résidus. Il est important de débrancher votre appareil avant tout entretien.

Entretien quotidien

- Changez l'eau du **réservoir** tous les jours. N'utilisez que de l'eau déminéralisée ou distillée.
- Essuyez votre **insertion nasale ou masque** et les **coussinets nasaux** avec une lingette désinfectante ou un linge humide.

Entretien hebdomadaire

- Lavez le **réservoir** à la main dans de l'eau légèrement savonneuse, et rincez-le à l'eau claire.
- Ensuite, remplissez d'eau chaude la moitié de l'évier, ajoutez une tasse de vinaigre ou 2 à 3 cuillères à table d'eau javellisante. Laissez-le tremper 30 minutes. Rincez le réservoir à l'eau chaude et laissez-le sécher à l'air ambiant.
- Époussetez le **filtre à pollen** et changez-le tous les 6 mois ou selon les recommandations du fabricant.
- Si vous avez un **filtre à particules fines**, changez-le au besoin seulement.
- Démontez votre circuit nasal : lavez l'**insertion nasale ou le masque**, les **coussinets nasaux** et le **tube**, à l'eau tiède savonneuse. Rincez et laissez sécher à l'air ambiant. Rassembler votre circuit nasal.
- Si le masque comprend un coussinet en mousse, essuyez-le avec un chiffon humide, mais ne le plongez pas dans l'eau. Nettoyez le **harnais** au besoin avec de l'eau savonneuse. Rincez-le à l'eau et laissez-le sécher à l'air ambiant. Il est déconseillé de laver ou de sécher le harnais dans le séchoir.
- Ne jamais mettre les pièces de votre **insertion nasale ou de votre masque** au lave-vaisselle.

OSR Médical inc. offre un service de vérification des appareils et de calibration du niveau de pression des appareils à pression positive. Contactez-nous pour de plus amples informations sur nos services biomédicaux offerts.

OSR Médical inc.
Services biomédicaux

Succursale principale

1400, rue Sauvé Ouest, bureau 1512,
Montréal (Québec) H4N 1C5
Tél. : 514 332-6387
1 877 433-3956

www.osrmedical.com