



Guide de sécurité et d'entretien de mon concentrateur

Sécurité électrique

- Assurez-vous que la prise de courant soit en bon état;
- Vérifiez l'état de la fiche, celle-ci doit être stable dans la prise de courant. Vous éviterez ainsi une surchauffe et réduirez les risques d'incendie;
- N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur pour brancher l'appareil;
- N'hésitez pas à faire vérifier la prise de courant, en cas de doute.

Entretien

Votre concentrateur se compose d'un **appareil (filtre et barboteur)** et d'un **circuit nasal (insertion nasale ou masque)**. Débranchez votre appareil avant l'entretien. Voici quelques conseils :

Filtre :

- Nettoyez le filtre à particules tous les deux jours. Pour retirer le filtre, tirez doucement sur le filtre situé à l'arrière ou sur le côté de l'appareil;
- Lavez-le dans une eau savonneuse (utilisez votre savon à vaisselle);
- Rincez-le abondamment et séchez-le avec une serviette;
- Attendez que le filtre soit complètement sec avant de le réinstaller.

Barboteur :

- Changez l'eau tous les **deux jours**. N'utilisez que de l'eau déminéralisée;
- **Une fois par semaine**, démontez le barboteur et lavez-le dans une solution d'eau tiède et de savon à vaisselle et rincez-le à l'eau tiède ensuite;
- **Une fois par mois**, faites tremper le barboteur dans une solution constituée de trois parties d'eau tiède et une partie de vinaigre blanc pendant 30 minutes. Rincez-le abondamment et remplissez-le d'eau déminéralisée. Ne pas remplir plus haut que la ligne de remplissage indiquée par le fabricant.

Circuit nasal (insertion nasale ou masque) :

- **Une fois par jour**, essuyez le masque ou l'insertion nasale avec une lingette désinfectante ou avec un linge humide;
- **Une fois par semaine**, lavez le masque ou l'insertion nasale ainsi que l'extérieur du tube à l'eau tiède savonneuse. Rincez et laissez sécher à l'air ambiant.

OSR Médical inc.
Services biomédicaux

Succursale principale

1400, rue Sauvé Ouest, bureau 1512,
Montréal (Québec) H4N 1C5
Tél. : 514 332-6387
1 877 433-3956

www.osrmedical.com